

需要进行单排或双排电泳。屋脊式上盖，赠送 10 片醋酸纤维素硬膜。

双桥面积  $2 \times 250 \times 50 \text{mm}$

价格：980

#### JY-SP10

凝胶板面积  $140 \times 100 \text{mm}$

适用于鉴定、分离、制备 DNA 以及测定其分子量

价格：680

#### JY-SP11

凝胶板面积  $245 \times 250 \text{mm}$ ，可用 8 道移液器加样，一次可做  $2 \times 96$  个样品电泳。

用途：适用于鉴定、分离、制备 DNA 以及测定其分子量尤其适用于 DNA 电泳筛选。

价格：1800

#### JY-SP12

凝胶板面积  $240 \times 300 \text{mm}$ ，可用 8 道移液器加样，可做  $4 \times 96$  个样品电泳。

用途：适用于鉴定、分离、制备 DNA 以及测定其分子量尤其适用于 DNA 电泳筛选。

价格：2650

#### JY-SPA

凝胶面积： $75 \times 45 \text{mm}$

- 1、采用进口聚碳材料，透明上盖，易于观察、清洗
- 2、不怕磕碰、擦拭，不易划伤
- 3、电泳散热效果好，同时确保  $100^\circ\text{C}$  高温下槽体不变形
- 4、均配备制胶槽，省去用胶带封胶盘的麻烦
- 5、电极可轻松拆卸、更换，自己维修十分便利
- 6、符合国际通用操作方式（开盖断电），实验更安全

价格：490

#### JY-SPAT

凝胶面积： $75 \times 45 \text{mm}$

- 1、采用进口聚碳材料，全槽透明，易于观察、清洗
- 2、不怕磕碰、擦拭，不易划伤
- 3、电泳散热效果好，同时确保  $100^\circ\text{C}$  高温下槽体不变形
- 4、均配备制胶槽，省去用胶带封胶盘的麻烦
- 5、电极可轻松拆卸、更换，自己维修十分便利
- 6、符合国际通用操作方式（开盖断电），实验更安全



价格：580

#### JY-SPB 凝胶面积： $100 \times 78 \text{mm}$

鉴定、分离、制备 DNA 及测定其分子量，适用于 PCR 电泳

- 1、采用进口聚碳材料，透明上盖，易于观察、清洗
- 2、模具成型，决不漏缓冲液
- 3、电泳散热效果好，同时确保高温下槽体不变形
- 4、可根据凝胶厚度、加样数量等习惯调整高度、梳齿等
- 5、均配备制胶槽，省去用胶带封胶盘的麻烦
- 6、具有开盖断电功能
- 7、梳子齿数可定做，梳齿高度可调节，凝胶厚度可随意控制
- 8、电极可轻松拆卸、更换，自己维修十分便利

产品标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象 价格：820



**JY-SPBT**

可做各种纸电泳、醋酸纤维薄膜、载玻片电泳，适用于医院临床检验、及高校教学和科研；有冷却装置；三根铂金电极；配制两个正极槽和一个共用负极槽，可根据实际需要进行单排或双排电泳。屋脊式上盖，赠送 10 片醋酸纤维素硬膜。

产品标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象

**价格：960**

**JY-SPC**

凝胶面积：120×120、120×60、60×60mm

1、采用进口聚碳材料注塑一次成型，上盖透明，标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象

2、不怕磕碰、擦拭，不易划伤

3、散热效果好，确保 100℃ 高温不变形

4、配多种不同厚度不同齿数的梳子

5、均配备制胶槽，省去胶带封胶盘麻烦。

6、电极可轻松拆卸、更换，维修十分便利。

7、具有开盖断电功能，采用双层绝缘导线，配电极安全护套，实验更安全

8、配样品梳为 3、6、12、13、22、25、16、18 孔

**价格：980**

**JY-SPCT**

凝胶面积：120×120、120×60、60×60mm

1、采用进口聚碳材料注塑一次成型，全槽透明，标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象

2、不怕磕碰、擦拭，不易划伤

3、散热效果好，确保 100℃ 高温不变形

4、配多种不同厚度不同齿数的梳子

5、均配备制胶槽，省去胶带封胶盘麻烦。

6、电极可轻松拆卸、更换，维修十分便利。

7、具有开盖断电功能，采用双层绝缘导线，配电极安全护套，实验更安全

9、配样品梳为 3、6、12、13、22、25、16、18 孔

**价格：1200**

**JY-SPDT**

1、多种凝胶面积：140×140、70×140、70×70（mm）

2、采用进口聚碳材料注塑一次成型，全槽透明，标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象，易于观察、清洗

3、电泳散热效果好，同时确保 100℃ 高温不变形。

4、不怕磕碰、擦拭，不易划伤

5、均配备制胶槽，省去用胶带封胶盘的麻烦

6、电极可轻松拆卸、更换，维修十分便利

7、配样品梳为 5、6、12、14、16、19、26、29 孔

**价格：1500**



**JY-SPE**


- 1、 凝胶面积：250×200mm
  - 2、 注塑一次成型，标准化一致，绝不出现（毛细）渗漏现象。
  - 3、 不怕磕碰、擦拭，不易划伤。
  - 4、 散热效果好，确保 100℃ 高温不变形。
  - 5、 可根据凝胶厚度等习惯调整梳齿高度。
  - 6、 配多种厚度和多种齿数的梳子，可排枪加样，同时做 2×96 个样品电泳。
  - 7、 电极可轻松拆卸、更换，维修十分便利。
- 具有开盖断电功能，采用双层绝缘导线，配电极安全护套，实验更安全
- 价格：2350**

**七、转移电泳槽****JY-ZY1**

- 转移面积：110×80mm  
 适用将凝胶图谱转移到硝酸纤维等薄膜上，作蛋白质或 DNA 转移。
- 价格：880**

**JY-ZY2**

- 适用将凝胶图谱转移到硝酸纤维等薄膜上，作蛋白质或 DNA 转移。有冷却装置
- 转移面积：170×160mm
- 价格：1100**

**JY-ZY5**

- 1、 高透明度聚碳酸脂注塑成型，与进口产品媲美。
  - 2、 盖上无孔，防止碎冰进入污染缓冲液！
  - 3、 散热好，充分确保转移实验效果！
  - 4、 开盖断电和安全输出导线（带防电护套），确保操作更安全！
  - 5、 移面积：100×100
- 适用将凝胶图谱转移到硝酸纤维等薄膜上，作蛋白质或 DNA 转移，可做快速转移电泳（操作方便）
- 价格：1500**

**八、半干式转移电泳槽****JY-ZY3**

- 转移面积：140×140mm  
 适用将凝胶图谱转移到硝酸纤维等薄膜上，作蛋白质或 DNA 转移。有冷却装置，开盖断电、转移效率高。
- 价格：1360**

**JY-ZY4**

- 转移面积：85×85mm  
 开盖断电、不须冷却、转移效率高
- 价格：780**

**九、转移芯****JY-ZY6**

- 转移面积：100×100 mm，与 JY-SCZ2 配套选购。
- 价格：1100**



## 十、等电聚焦电泳槽

**JY-DD1**

可做各种等电聚焦电泳及各种水平电泳，用于蛋白质、多肽、核酸、同工酶分析鉴定。冷却效果均匀。

凝胶面积：240×200mm

价格：2100

**JY-DD2**

可做各种等电聚焦电泳及各种水平电泳，用于蛋白质、多肽、核酸、同工酶分析鉴定。冷却效果均匀。凝胶面积：260×220mm

价格：2200

**JY-DD3**

凝胶板面积：220×85mm 适合作薄层等电聚焦电泳，有冷却装置。特别适宜作种子纯度检测电泳 2003 年农业种子检测推荐产品。

价格：790



## 十一、单垂直电泳槽

**JY-CZ1**

可以做各种凝胶电泳，配 1mm 厚 11、15 齿的长城齿梳子。有冷却装置。

玻璃面积：108×120mm

凝胶面积：88×105mm

价格：550


**JY-CZ2**

可以做各种凝胶电泳，配 1、1.5mm 厚 13、21 齿的长城齿梳子。

玻璃面积 147×138mm

凝胶面积 127×118mm

价格：480


**JY-CZ5**

可以做各种凝胶电泳，配 1、1.5mm 厚 21、26 齿的长城齿梳子。

玻璃面积 200×200mm

凝胶面积 160×180mm

价格：680



## 十二、双垂直电泳槽

**JY-SCZ2**

- 1、高透明度聚碳酸脂材料，模具注塑一次成型。
- 2、制胶、上样操作简单，不漏胶、漏液。
- 3、玻璃面积：100×100（mm）
- 3、凝胶面积：82×85（mm）
- 4、配 0.75、1、1.5mm 厚 10、15 齿梳子。
- 5、具有排气结构设计，确保电场均匀一致。
- 6、在充分确保实验效果的条件下，散热能力好。
- 7、开盖断电、配有安全电极护套的双层绝缘导线
- 8、可匹配 JY-ZY6 型转移芯做印迹转移。


价格：1800



**JY-SCZ2+**


- 1、高透明度聚碳酸脂材料，模具注塑一次成型。
- 2、配有专用制胶器、制胶、上样操作简单，不漏胶、漏液。
- 3、玻璃面积：100×100（mm）
- 3、凝胶面积：82×88（mm）
- 4、配 0.75、1、1.5mm 厚 10、15 齿梳子。
- 5、具有排气结构设计，确保电场均匀一致。
- 6、在充分确保实验效果的前提下，散热能力好。
- 7、开盖断电、配有安全电极护套的双层绝缘导线
- 8、可匹配 JY-ZY6 型转移芯做印迹转移。

**价格：2200**

**JY-SCZ3**


- 配 1、1.5mm 厚 9、15 齿的长城齿梳子  
玻璃面积 108×120mm  
凝胶面积 88×107mm（双板）

**价格：580**

**JY-SCZ6**

- 配 1、1.5mm 厚 21、26 齿的长城齿梳子  
玻璃面积 200×200mm  
凝胶面积 160×180mm（双板）  
配专用制胶器，制胶简单方便

**价格：900**

**JY-SCZ7**

- 特别适宜作种子纯度检测或样品量较多的电泳。  
配 1 mm 厚的 54 齿长城齿梳子。可同时做 108 个样品  
玻璃面积 230×170mm（双板）  
凝胶面积 190×150mm（双板）  
配专用制胶器，制胶简单方便  
2003 年农业种子检测推荐产品

**价格：960**

**JY-SCZ8**

- 1、超平弹性铝板控温，紧贴凝胶板，使整个胶板温度均匀
- 2、通过循环装置，对电泳凝胶进行恒温控制
- 3、无边缘电场干扰，使电泳谱带清晰顺直
- 4、专用制胶器，方便、快捷、不漏胶
- 5、铝板散热控温结构设计，可节省缓冲液 50%以上
- 6、开盖断电结构及安全导线，使操作更安全可靠
- 7、适用于蛋白提纯检测的中等，大版面的蛋白垂直电泳，制备电泳和双向电泳第二项

凝胶面积：170×180mm

**价格：4600**



## 十三、夹心式垂直电泳槽

<b>JY-JX1</b>	可以做多种凝胶电泳，带冷却装置配 1 mm 厚 12 齿的长城齿梳子。 作胶面积 118×135mm <b>价格：660</b>
<b>JY-JX2</b>	可以做多种凝胶电泳，带冷却装置配 1 mm、1.5mm 厚、15 齿的长城齿梳子。作胶面积：125×205mm <b>价格：780</b>



## 十四、双夹心式垂直电泳槽

<b>JY-JX3</b>	可以做多种凝胶电泳，带冷却装置配 1 mm、1.5mm 厚、15 齿的长城齿梳子。 作胶面积：125×205mm（双板）， <b>价格：1200</b>
<b>JY-JX4</b>	可以做多种凝胶电泳，带冷却装置，配 1 mm 厚 12 齿的长城齿梳子 作胶面积 118×135mm（双板） <b>价格：1200</b>



## 十五、DNA 回收电泳槽

**JY-HS2**

用于电洗脱回收 DNA，回收率可达 95%以上。每次可做 6 个样品。

**价格：880**



## 十六、圆盘电泳槽

**JY-YP1**

做圆盘管式凝胶电泳。可同时做 12 个样品。

胶管尺寸  $\phi 7 \times 120\text{mm}$

**价格：620**



## 十七、双向电泳槽

**JY-SX1**

主要用于蛋白质分析。第一向为管状等电聚焦电泳，第二向为 SDS 电泳或尿素电泳。

管状： $\phi 1、2\text{mm}$ ，长度 200 mm，

板状厚度：1、2 mm

**价格：1100**

**JY-SX2**

主要用于蛋白质分析。第一向为管状等电聚焦电泳，第二向为 SDS 电泳或尿素电泳。

管状： $\phi 1、2\text{mm}$ ，长度 120 mm，

板状厚度：1、2 mm

**价格：880**

